

BRUKSANVISNING

CIC / MIC, KANAL, AIÖ



Tack!

Tack för att du valt denna produkt som ditt hjälpmedel till att höra bättre.

Vi vill gratulera dig till din hörapparat, som är en av de mest avancerade som finns på marknaden idag.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen ordentligt för att få största möjliga nytta av din nya hörapparat.

Innehåll



CIC/MIC	5a
Kanal	5b
AIÖ (Allt-i-örat)	5c
Byte av batteri	7
Sätta på och Stänga av	9
Vänster/Höger markering	10
Att sätta hörapparaten på plats	11
Program (tillval)	12
Tyst läge (tillval)	15
Volymkontroll tryckknapp (tillval för Kanal*)	16
Volymkontroll reglage (tillval för AIÖ och Kanal Power)	18
Telespole (tillval)	21
Auto-telefon (tillval)	22
Daglig skötsel av dina hörapparater	24
Lär dig använda dina hörapparater	30

Vanliga problem samt lösningar	36
Garantibevis	40
Varningar	Gula sidor

VIKTIGT!

Läs igenom hela broschyren innan du börjar använda dina hörapparater. Den innehåller diverse förklaringar och viktig information om användning och skötsel av dina hörapparater och batterier.

CIC/MIC




Batteristorlek: 10

VIKTIG INFORMATION!

Öppna batterifacket helt så att luft kan cirkulera genom apparaten. Gör detta så fort du inte ska använda apparaten på ett tag, ex. över natten!

Kanal




Batteristorlek: 312

VIKTIG INFORMATION!

Öppna batterifacket helt så att luft kan cirkulera genom apparaten. Gör detta så fort du inte ska använda apparaten på ett tag, ex. över natten!

AIÖ (Allt-i-örat)



Batteristorlek: 312

VIKTIG INFORMATION!

Öppna batterifacket helt så att luft kan cirkulera genom apparaten. Gör detta så fort du inte ska använda apparaten på ett tag, ex. över natten!

Byte av batteri


Batteristorleken till din hörapparat finns angiven i början av bruksanvisningen. Batterier fungerar olika, så fråga din audionom för att få hjälp med att välja rätt batteri till din hörapparat.

Ett förbrukat batteri bör tas ut omedelbart.

När batteriet håller på att ta slut hörs några pipsignaler. Detta är en indikation på att du behöver byta batteri.

Följ nedanstående instruktioner vid byte av batteri:


- Öppna batterifacket med din nagel och ta bort det gamla batteriet.
- Avlägsna klisterlappen från +sidan på det nya batteriet.



- Sätt in det nya batteriet så att dess +markering ligger mot +markeringen i batterifacket.
- Stäng batterifacket som ska gå lätt. Om du känner minsta motstånd, kanske du har satt in batteriet felaktigt. Prova att sätta in batteriet på nytt.

När du bytt batteri kan det ta någon minut innan det når full effekt.

För att underlätta hanteringen av batteriet kan du använda magneten som finns på änden av verktyget.




Sätta på och Stänga av

Du startar din hörapparat genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det.

När du har gjort detta kommer hörapparaten spela en kort musikjingle. Detta indikerar att hörapparaten är på och fungerar.

Du stänger av din hörapparat genom att öppna batterifacket med din nagel.

Se till att dina hörapparater är avstängda när du inte använder dem. Det gör att batteriet räcker länge.




Vänster/Höger markering

Hörapparater är individuellt anpassade för varje öra. Det betyder att om du har två hörapparater, är hörapparaterna med största sannolikhet olika programmerade. Därför är det viktigt att kunna skilja på vänster och höger hörapparat.

Det finns en färgmarkering på hörapparaten som gör det lättare att skilja på höger respektive vänster hörapparat.

Blå färgmarkering är vänster hörapparat.
Röd färgmarkering är höger hörapparat.




Att sätta hörapparaten på plats

Placera hörapparaten spets i hörselgången. (använd din högra hand för att sätta in höger apparat och din vänstra hand för att sätta in vänster apparat).

Dra försiktigt i örsnibben och tryck in hörapparaten i hörselgången. Vrid försiktigt om det behövs för att följa den naturliga formen på hörselgången.

ANVÄND INTE batterifacket som handtag för att sätta in eller ta ut dina hörapparater. Det är inte gjort för det.




Program (tillval)

Med en tryckknapp kan du skifta mellan olika program.





Tryck på tryckknappen för att byta program.

Ett tryck tar dig ett steg framåt i programlistan, exempelvis från P1- >P2. När det högst numrerade programmet har nåtts, exempelvis P4, kommer du med ytterligare ett tryck till P1 igen.



Dina hörapparater kan ha upp till 4 olika programinställningar.

När du byter program kommer hörapparaten att indikera detta genom signaler. Antal signaler visar vilket program som aktiveras.

	Du hör EN signal när du växlar till program 1
	Du hör TVÅ signaler när du växlar till program 2
	Du hör TRE signaler när du växlar till program 3
	Du hör FYRA signaler när du växlar till program 4

Nedan kan du se vilka program som dina hörapparater har.

Program 1: _____

Program 2: _____

Program 3: _____

Program 4: _____

Med 2 hörapparater

Om du använder två hörapparater kan tryckknappen programmeras. Detta innebär att tryckknappen på ena apparaten kan styra båda apparaterna. Detta underlättar hanteringen och användandet av dina hörapparater.*

Binaural koordination aktiverat.


**Denna funktion är ej tillgänglig i modellerna CIC och MIC.*

Tyst läge (tillval)

Du kan använda denna funktion om du önskar använda din hörapparat utan förstärkning

Om din hörapparat är utrustad med en tryckknapp - tryck in tryckknappen i minst 3 sek. för att aktivera tyst läge.

Tryck in tryckknappen en gång till för att avaktivera tyst läge.



VARNING

Använd inte funktionen tyst läge för att stänga av hörapparaten eftersom hörapparaten även i detta läge drar batteri.

Volymkontroll (tryckknapp) (Tillval för Kanal*)



Om du har två hörapparater kan din audionom programmera tryckknappen på din hörapparat med någon av följande 2 funktioner.

Vänster	Höger	
		Endast volymkontroll: Tryck kort på knappen för att justera volymen.
		Både volymkontroll och programbyte; Med ett kort tryck på knappen justerar du volymen och med ett längre tryck (ca 2 sek) byter du program

* Gäller inte Kanal Power hörapparatmodell.

När du byter program eller justerar volymen på en av dina hörapparater, justeras även den andra automatiskt.


Om volymkontrollen har aktiverats på din hörapparat kan du, i olika ljudmiljöer, justera volymen till den styrka du tycker känns behaglig.

För att öka volymen tryck kort på programknappen som sitter på höger hörapparat.
För att minska volymen tryck kort på programknappen som sitter på vänster hörapparat.

När du slår på din hörapparat startas den på normal ljudstyrka.
När du justerar volymen och når normal ljudstyrka, hörs ett pip.

Volymreglage (Tillval för AIÖ och Kanal Power)

Din AIÖ-apparat kan vara utrustad med en volymkontroll. Volymkontrollen justerar du med din fingertopp. Volymkontrollen är steglös och har inga ändlägen.



Volymkontrollen ger dig möjlighet att justera volymen till en behaglig styrka för olika lyssningssituationer.

Om du skjuter av volymreglaget **framåt**, blir ljudet **starkare**.
Om du skjuter av volymreglaget **bakåt**, blir ljudet **svagare**.

Hörapparaten är programmerad efter dina preferenser och startas med normal ljudstyrka. När du når normal ljudstyrka ljuder två pipsignaler.

Med 2 hörapparater

Om du har två hörapparater kan ena hörapparatsens volymkontroll programmeras av din audionom så att du kan reglera volymen på båda hörapparaterna (Binaural Coordination*). Det betyder att, när du ändrar volymen på en hörapparat, ändras även volymen på den andra automatiskt*

Binaural koordination aktiverad.

**Gäller inte CIC-hörapparatmodeller*

Telespole (tillval)



Telespolen möjliggör överföring av ljudsignaler från en teleslinga. Telespolen kan användas vid telefonsamtal eller när det finns en slinganläggning installerad, som t.ex. på teatern, kyrkan eller i en föreläsningssal.

Tryck på knappen för att aktivera telespolen. Du kommer att höra ett visst antal signaler när den aktiveras.

Se på sidan 12 (Program) för att se var telespoleprogrammet finns.


**För detta krävs en telefon utrustad med T-slinga.*

Auto-telefon (tillval)

Hörapparaten kan vara utrustad med Auto-telefon-funktion. Detta innebär att när telefonluren kommer nära hörapparaten kopplar hörapparaten automatiskt över till ett telefonprogram. Du kommer att höra ett antal pipsignaler när telefonprogrammet aktiveras. När samtalet avslutas återgår hörapparaten automatiskt till det program som användes innan.

För att Auto-telefon ska fungera måste en magnet vara fastmonterad på telefonluren. Det finns en separat instruktion om hur du monterar magneten som du kan få av din audionom.

Notera: Olika telefoner kan kräva olika monteringar av magneten.



VARNING

När du använder en magnet till Auto-telefon:

- Se till att förvara magneten oåtkomlig för barn och husdjur. Om magneten svalts ned, uppsök läkare omedelbart.
- Förvara inte magneten i bröstfickan och se till att den är placerad minst 30 cm från ev. hjälpmedelsimplantat.
- Vid användning av telefon med magnet: välj det öra som är på motsatta sidan av ev. hjälpmedelsimplantat.
- Se till att förvara magneten minst 30 cm från kreditkort eller annan magnetiskt känslig anordning.

Daglig skötsel av dina hörapparater


I din hörselgång produceras öronvax som kan täppa till hörapparatens ljudkanal eller ventilationsöppning. På grund av detta kan dina hörapparater vara utrustade med ett filter som ska förhindra detta. Tala med din audionom för att få instruktioner om vaxfiltret i din hörapparat.

När du ska sköta dina hörapparater bör du hålla dig över något mjukt så att de inte skadas om du skulle råka tappa dem.

Rengörning av hörapparaterna



Särskilda rengöringsverktyg finns för att göra rent hörapparaterna. Vi rekommenderar dig att använda dessa verktyg vid rengöring av hörapparaterna för att säkerställa bästa tänkbara prestanda.

Verktyg



Så här gör du

- Ta bort allt vax runt ljud- och ventilationskanalen med borsten.
- Om mikrofonöppningen är igensatt med damm eller smuts kommer det att påverka hörapparatsens prestanda. Borsta försiktigt bort synligt skräp.
- Dra borsten igenom ventilationskanalen samtidigt som du vickar något på den för att rengöra ventilationskanalen.
- Använd rengöringsduken för att rengöra ytan på hörapparaten.




Hörapparaten får **aldrig** tvättas eller läggas i vatten eller andra vätskor!

Byt borste vid behov. Dra loss den förbrukade borsten från verktyget. Tryck försiktigt fast den nya borsten.

Byte av NoWax filter

1. Ta loss verktyget från kassetten. Verktyget har två hållare. På den ena hållaren finns det nya vaxfiltret. Den andra hållaren används för att ta bort det gamla.
2. Tryck den tomma hållaren rakt in i det gamla vaxfiltret på hörapparaten och dra rakt ut.
3. Tryck fast det nya vaxfiltret.
4. Kasta det använda verktyget. Det ska inte återanvändas.



Undvik värme, fukt och kemikalier

Dina hörapparater får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen. Du kan heller inte torka hörapparaterna i en mikrovågsugn eller vanlig ugn. Utsätt inte dina hörapparater för hög fuktighet, utan ta av dig dem när du badar bastu eller duschar, och skydda dem från regn.

Om dina hörapparater har blivit utsatta för fukt så kan det påverka hörapparaternas prestanda. Torka av batteriet om det har blivit utsatt för väta. För att undvika fukt kan du använda torrtabletter, som dessutom kan förlänga livslängden på dina hörapparater. Rådgör med din audionom.

Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada dina hörapparater. Du ska alltid ta av dig hörapparaterna innan du använder sådana produkter och se till att de hunnit torka innan du sätter på dig dina hörapparater. Om du använder hudlotion, se till att du är torr om händerna då du sätter hörapparaterna på plats.

Lär dig använda dina hörapparater

Det tar tid att anpassa sig till nya hörapparater. Hur lång tid denna tillvänjning tar varierar från person till person. Det beror bland annat på om du har haft hörapparater tidigare och din hörsel.

Sju råd för bättre hörsel

1. I lugn och ro hemma

Vänj dig vid alla nya ljud. Lyssna på ljuden, även bakgrundsljuden och försök att känna igen dem. En del ljud låter annorlunda än vad du är van vid. Så småningom kommer du att vänja dig vid ljuden – om inte – kontakta din audionom.

Om du blir trött av hörapparaterna så stäng av dem en stund och ta en paus. Successivt kommer du att kunna använda hörapparaterna längre stunder för att slutligen kunna använda dem en hel dag utan att bli trött.

2. Samtal med en person

Sätt dig tillsammans med någon i ett tyst rum. Sitt vända mot varandra så att du tydligt kan se den andra personens ansiktsuttryck. Du kanske kommer att uppleva att talet låter annorlunda till en början, men du vänjer dig snart vid det och talet upplevs tydligare.

3. Lyssna på radio eller TV

Be en person med normal hörsel att ställa in ljudet på TV:n eller radion till en för honom eller henne behaglig nivå. Börja med att lyssna till en nyhetsuppläsare eftersom de ofta talar tydligt. Försök sedan med andra TV-program. Om du upplever det svårt att följa med på radio eller TV diskutera detta med din audionom som kan ge dig ytterligare råd om hörhjälp-medel i dessa situationer.

Om du har problem att höra vad som sägs vid TV- eller radiolyssnande, fråga din audionom om information kring Oticon ConnectLine* eller andra tillgängliga tillbehör.

4. Samtal i grupp

När man samtalar i grupp kan det ofta vara mycket bakgrundsljud som stör. Koncentrera dig på den som talar. Be den som talar att upprepa sig om det är något du inte har uppfattat.

5. Teleslingor i kyrkor, på teatrar eller biografer


Många biografer, teatrar och kyrkor har teleslinganläggningar installerade. Det finns i så fall ofta en skylt med ett "T" med en ring runt om. Dessa system sänder ljudet trådlöst till telespolen i din hörapparat. Tala med din audionom om detaljerna kring detta.

6. Användning av telefon

När du talar i telefon och använder din hörapparat bör du rikta telefonluren mot hörapparatens mikrofonöppning. Vinkla luren så att hörapparaten inte återkopplar (tjuter). Glöm inte att du måste tala i telefonlurens mikrofon för att den du talar med skall höra dig tydligt.

Om du har problem att höra vad som sägs vid samtal på hemtelefonen, fråga din audionom efter information om Oticon ConnectLine* telefon adapter eller andra tillgängliga tillbehör.

Om din hörapparat har en telespole (och om din telefon har en inbyggd slinga) kan du byta till telespoleprogrammet och därmed förbättra ljudet.



Kom i håg att telespolen fungerar genom att den tar upp signaler från ett magnetfält. Vissa elektriska apparater som t.ex. datorer, TV och fax sänder också ut sådana signaler. Se till att ha sådan apparatur på ca 2-3 meters avstånd när du använder telespole-programmet för att undvika störningar.

7. Trådlösa telefoner och mobiltelefoner

Din hörapparat är utformad för att möta de stränga IEC kraven. Dock är inte alla mobiltelefoner kompatibla med hörapparater. Störnivån kan variera från mobiltelefon till mobiltelefon.

Om du har problem att höra vad som sägs vid samtal med mobiltelefonen, fråga din audionom om information kring Oticon ConnectLine* eller andra tillgängliga tillbehör.

Använd dina hörapparater hela dagen

Det bästa sättet att öva upp en bättre hörsel är genom mycket övning, tills du utan besvär kan ha dina hörapparater hela dagen. Om du bara använder dina hörapparater sporadiskt är det risk för att du inte kommer att få önskad nytta av dem.

Hörapparaterna kan inte återställa din hörsel. De kan inte heller förebygga eller förbättra en hörselnedsättning. Det de kan göra, är att hjälpa dig använda den hörsel du har kvar så bra som möjligt. Om du har två hörapparater, använd båda hörapparaterna så mycket som möjligt.

De viktigaste fördelarna med att använda två hörapparater är:

- Du förbättrar din förmåga att lokalisera ljud.
- Det blir lättare att uppfatta tal i bullriga miljöer.
- Du kommer att uppleva en fylligare och behagligare ljudbild.

**Denna funktion är ej tillgänglig i modellerna CIC och MIC.*

Vanliga problem samt lösningar		
Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud	Batteriet slut	Byt batteri s. 7
	Igensatt ljudkanal	Rengör ljudkanalen eller byt NoWax s. 26 & 28
Tillfälligt eller svagt ljud	Igensatt ljudkanal	Rengör ljudkanalen eller byt NoWax s. 26 & 28
	Fukt	Rengör batteriet och hörapparaten med en torr trasa s. 29
	Batteriet slut	Byt batteri s. 7
Pipande ljud	Hörapparaten är felplacerad i hörselgången	Sätt in hörapparaten igen s. 11
	Vax i hörselgången	Låt en läkare undersöka örat

Om inget av ovanstående förslag löser problemet, vänd dig till din audionom för att få hjälp.

Internationell garanti

Oticons hörapparater har en begränsad garanti som gäller i 12 månader från det datum då hörapparaterna levererats. Denna begränsade garanti innefattar fabrikationsfel och materiella defekter på hörapparaterna, men ej tillbehör så som t.ex. batterier, plastslang, vaxfilter, insats etc.

Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra eller om hörapparaterna har utsatts för korrosiv miljö, täcks ej av garantin och garantin upphör då att gälla.

Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörcentral kan ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörcentral för mer information.

Service

Kontakta hörselvårdspersonal vid behov. De kan hjälpa dig med mindre problem och småjusteringar.

Garantibevis

Ägare: _____

Audionom: _____

Klinikens adress: _____

Klinikens telefonnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Garantiperiod: _____ Månad: _____

Modell VÄ: _____ Serienr: _____

Modell HÖ: _____ Serienr: _____

Batteristorlek: _____

Produktgodkännande, försiktighet och märkning

Dessa hörapparater innehåller en radiosändare (*finns ej i MIC och CIC hörapparater*) som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar på 3.84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$.

Störningsvärdena från radiosystemet ligger långt under internationella gränsvärden för mänsklig exponering. Som en jämförelse så är strålningen från hörapparaterna lägre än den oönskade strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner etc. Hörapparaterna överensstämmer med internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund av ett begränsat utrymme på hörapparaterna så återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

Mobiltelefon

Vissa hörapparatbrukare har upplevt ett brummande ljud i sina hörapparater då en mobiltelefon används, Detta kan tyda på att mobiltelefonen och hörapparaten ej är kompatibla. I enighet med ANSI C63.19 standarden (ANSI C63.19-2006 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing instruments), kan kompatibiliteten mellan en viss typ av hörapparat och en mobiltelefon uppskattas genom att addera rankingen för hörapparatens immunitet med rankingen för mobiltelefonens emissioner. Om en hörapparats ranking är 2 (M2/T2) och en mobiltelefons ranking är 3 (M3/T3) så kommer detta resultera i en kombinerat resultat på 5. Ett kombinerat resultat motsvarande 5 ger tillräcklig immunitet för "normal användning", ett kombinerat resultat på 6 eller bättre indikerar "utmärkt funktion." Immuniteten för denna hörapparat är M4/T2.

	M	T
CIC, MIC	M4	-
CIC P, MIC P	M4	-
AIÖ, Kanal	M4	T3
Kanal P	M2	T2

VIKTIG INFORMATION

Det kan variera hur olika hörapparater fungerar med olika mobiltelefoner. Prova dina nya hörapparater tillsammans med din mobiltelefon så att du vet hur de fungerar ihop. Om du köper en ny mobiltelefon, säkerställ att den fungerar med dina hörapparater före köp. Om du behöver ytterligare vägledning, kontakta din mobiltelefon-leverantör och be om information om "Hörapparater kompatibla med trådlösa mobiltelefoner."

Hörapparaten innehåller en modul där:

FCC ID: U28FUI TE03

IC: I 350B-FUI TE03

Utrustningen överensstämmer med Sektion 15 i FCC regel-verket samt RSS-210 of Industry Canada.

Funktionen har följande två förbehåll:

1. denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.
2. denna anslutning kan störas av yttre interferens, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som ej uttryckligen godkänts av Oticon kan upphäva FCC's auktorisation att använda utrustningen.

1050265E / 02.11

Varningar

För att undvika risker bör du sätta dig in i denna varningstext för innehållet i bruks-anvisningen innan du använder dina hörapparater.

Hörapparater och batterier kan utgöra fara om de sväljs eller används på fel sätt. Sådana handlingar kan leda till svåra skador, permanent hörselnedsättning och t.o.m. vara dödliga.

- Hörapparater, tillbehör och batterier är inte leksaker och bör därför förvaras oåtkomligt för barn och andra som kan tänkas skada sig på dem.
- Byt aldrig batteri i en hörapparat och justera inte dess kontroller så att barn eller personer med förståndshandikapp ser det.
- Förbrukade batterier bör förvaras på ett ställe där barn och personer med förståndshandikapp inte kan komma åt dem.

- Kontrollera medicinen innan du sväljer den – batterier kan av misstag tas för tabletter.
- Stoppa aldrig hörapparater eller batterier i munnen. De är hala och kan lätt sväljas av en olyckshändelse.
- De flesta hörapparater från Oticon kan levereras med petsäkert batterifack. Detta rekommenderas om en hörapparat användas av ett barn eller en person med förståndshandikapp.

Om ett batteri eller en hörapparat svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Användandet av hörapparat

- Hörapparaten ska bara användas på det sätt som du instruerats av din audionom och den ska också justeras av henne/honom. Felaktig användning kan resultera i plötslig och permanent hörselnedsättning.
- Låna aldrig ut dina hörapparater till någon annan. Felaktigt användande kan leda till permanent hörselnedsättning.

Batterianvändning

- Använd alltid batterier som rekommenderas av hörselvårdspersonal. Batterier av låg kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskador.
- Försök aldrig ladda dina batterier. De kan explodera och ge allvarliga skador.
- Släng aldrig batterier i eld. Det finns en risk att de exploderar och kan ge allvarliga skador.

Hörapparater som inte fungerar

- En hörapparat kan plötsligt sluta fungera, t.ex. om batteriet tar slut eller om vaxfiltret i högtalarenheten täppts igen av vax. Var medveten om detta när du färdas i trafiken eller i övrigt är beroende av varningsljud och kom ihåg att ta med reservbatterier.

Störningar

- Dina hörapparater har genomgått grundliga tester mot störningar enligt internationell standard. Den tekniska utvecklingen gör att det ständigt kommer nya produkter på marknaden och en del av dem ger elektromagnetiska störningar, som kan leda till oförutsedda störningar i dina hörapparater. Exempel på detta kan vara elektriska köksredskap, butikslarm, mobiltelefoner, faxmaskiner, datorer, röntgenapparater, datortomografi etc.

- Dina hörapparater är designade för att möta de stränga IEC kraven. Oticon Agil hörapparater kan emellertid orsaka störningar för andra hjälpmedel. Sådana störningar kan också orsakas av radiosignaler, kraftledning, metalldetektorer på flygplatser, elektromagnetiska fält från andra hjälpmedel och elektrostatisk urladdning etc.

Möjliga bieffekter

- En hörapparat kan orsaka ökad vaxproduktion.
- Det annars icke-allergiframkallande materialet kan i undantagsfall orsaka hudirritation.

Kontakta en läkare om denna biverkan skulle uppstå.

Vaxskydd

- Använd alltid samma typ av vaxfilter som satt på hörapparaten när du fick den.

Nowax:

- Om din hörapparat är försedd med ett Nowax filter, följ de anvisningar som står i broschyren under "Byte av NoWax filter".

MicroWaxBuster, WaxBuster eller Vaxgrop:

- Försök aldrig ta bort eller byta filter själv.

Om du har några frågor angående vaxskyddet, kontakta din audionom.

OBS

- Den medföljande asken för hörapparatsförvaring har en inbyggd magnet. Om du har ett hjälpmedelsimplantat, som ex. en pacemaker, ska inte asken bäras i bröstfickan eller förvaras nära bröstet.

1050265E / 02.11

Härmed deklarerar Oticon att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EC.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com

CE 0543 0682



Waste from electronic equipment must be handled according to local regulations.



MIX
Paper
FSC® C043970

1050265E / 02.11

People First

Att ge människor kraft att
kommunicera och leva aktivt



10514000001

oticon
PEOPLE FIRST