

*Oticon ConnectLine-telefonadapter är ett gränssnitt mellan en vanlig fast telefon och Oticon Streamer Pro eller Oticon ConnectClip \*, som gör att Oticon hörapparater kan användas som ett trådlöst headset.*

*Telefonadaptern integreras i ConnectLine-systemet och fungerar tillsammans med andra enheter såsom mobiltelefon, TV-adapter och ConnectLine mikrofon.*

### **Ett integrerat system**

ConnectLine sätter användaren i centrum och i kontroll. Avancerade funktioner såsom AutoPrioritet och AutoAnslut gör att användaren kan höra inkommande telefonsamtal medan han/hon tittar på TV.

### **Fast hemtelefon**

Telefonadapter 2.0 installeras parallellt med en fast hemtelefon.

När användaren befinner sig inom telefonenadaptorns räckvidd ansluts Streamer Pro eller ConnectClip automatiskt och är redo att ta emot samtal (AutoConnect).

Samtalet kan enkelt besvaras, med en enkel knapptryckning på Streamer Pro, på ett avstånd av upp till 30 meter från telefonadaptern. Med ConnectClip besvaras samtalet genom att snabbt klicka på multiknappen.

### **AutoPrioritet**

Om användaren lyssnar på TV-ljudet eller andra ljudkällor kommer AutoPrioritet säkerställa att inkommande samtal prioriteras och att en ringsignal hörs i hörapparaterna.

### **AutoResume**

När samtalet är avslutat återgår Streamer Pro eller ConnectClip automatiskt till föregående aktivitet som t.ex. ljudöverföring från TV: n.

För mer information se:  
[www.oticon.se/connectline](http://www.oticon.se/connectline)



\* Både Oticon Streamer Pro och ConnectClip kan parkopplas med telefonadaptern, men de kommer att inte att fungera samtidigt. Det rekommenderas därför att bara parkoppla en av enheterna i taget.

## Ingår

- RJ11 - kabel för anslutning till fast hemtelefon
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning



Tekniska data	
Produkt och modellnamn	ConnectLine Telefonadapter 2.0, Modell BS-H200
Kompatibilitet	Streamer Pro 1.4 eller senare och ConnectClip 1.1 eller senare
Mått/vikt	124 x 80 x 21 mm; vikt 100 g.
Automatiska funktioner	AutoConnect: Ansluter automatiskt Streamer Pro eller ConnectClip när de är inom räckvidd. AutoPrioritet (Streamer prioriterar inkommande telefonsamtal) Närhetsparing: Telefonadaptern parkopplas automatiskt med Streamer Pro eller ConnectClip om Streamer Pro eller ConnectClip är i parningsläge.
Räckvidd	Upp till 30 meter med Streamer Pro eller ConnectClip (utan störande hinder)
Anslutningar	Telefonlinje in/ut för anslutning till analog fast hemtelefon (PSTN) (RJ11/RJ11) ConnectLine in/ut för anslutning till PC <sup>1</sup> .
Energiförbrukning	Max. 190 mA (med medföljande strömförsörjning)
Headset in	Max 6dBmV(RMS), 10 K $\Omega$
Headset ut	-15 - -10dBmV(RMS), 10 -100 $\Omega$
Bandbredd	Licensfri 2,4 GHz (ISM band)
AutoAnslut (räckvidd)	Ja (30 meter)
Ljudkvalitet	Mono / 8 kHz samplingsfrekvens
Frekvens	80 Hz - 3.5 kHz (trådlöst)
Temperatur för användning	10 - 40 °C
Temperatur för förvaring	-20 - 70 °C
Emissioner	Max. 39 dB $\mu$ V/m @ 3 meter i överensstämmelse med alla relevanta standarder.

### Notera:

1. En datorkabel ingår tillsammans med Streamer Pro och ConnectClip. Finns även som tillbehör.